

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA PURIFICADA (CONSUMO HUMANO)

Agua proveniente de filtros purificadores

- Utilice un recipiente estéril, lávese las manos perfectamente.
- Abra el recipiente cerca de la toma de salida al momento de obtener la muestra.
- No se debe tocar el recipiente en el interior o en la boca del envase y tampoco el grifo o tubo de suministro.
- Llene el envase a un 90% de su capacidad y tape de inmediato.
- Entregue la muestra en el laboratorio en un lapso no mayor a 5 horas.

Agua embotellada

- Tomar los envases requeridos de preferencia poco después de su embotellamiento.