

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HIELO

Tipos de hielo:	Obtención de muestra:
Envasado	Directamente del envase sellado
Barra	Distintas partes de la barra de manera aleatoria
Molido	Distintas partes del contenedor de manera aleatoria
Máquina	Orificio de salida (dispensador)

- Utilice recipientes estériles, lávese las manos perfectamente.
- Abra el recipiente hasta el momento de obtener la muestra.
- Llene el envase a un 90% de su capacidad y tape inmediatamente.
- Anote en la etiqueta del recipiente el tipo de muestra que obtuvo, ejemplo: hielo envasado, hielo en barra, hielo molido, etc.
- Entregue la muestra en el laboratorio en un lapso no mayor a 5 horas.